




# Descalcificadores para diagnóstico clínico

PanReac AppliChem dispone de una completa gama de productos para histología, hematología y microbiología que incluye los reactivos más usuales en el proceso de preparación de muestras para la observación en el microscopio. Dentro de esta gama de productos se encuentran los **Descalcificadores Histofix®**.

El objetivo de la descalcificación es la eliminación de los iones de calcio de tejidos mineralizados como dientes y huesos y material con calcificaciones para facilitar el corte en secciones sin interferir en el proceso de tinción posterior.




Muestra: Hueso. Dr. Francesc Tresserra. Clínica Dexeus. Servicio de Anatomía Patológica. Barcelona.

Los descalcificadores Histofix® son soluciones preparadas listas para usar, aportando una mayor seguridad al usuario al minimizar los riesgos de manipulación de sustancias peligrosas.

El **Histofix® descalcificador 1** fija y descalcifica al mismo tiempo. Para muestras ya fijadas previamente se utilizan **Histofix® descalcificador 2** (medio) o **Histofix® descalcificador 3** (rápido, contiene EDTA). Disponemos también de un descalcificador y fijador de médula ósea, **Histofix® descalcificador de médula**.

Descripción	Código	Envase
<b>Histofix® descalcificador 1</b> Descalcificador lento y fijador de tejidos	256239.1211	1 L
<b>Histofix® descalcificador 2</b> Descalcificador medio para tejidos ya fijados	256238.1211	1 L
<b>Histofix® descalcificador 3</b> Descalcificador rápido para tejidos ya fijados	256237.1211	1 L
<b>Histofix® descalcificador de médula</b> Descalcificador y fijador de médula ósea. Se compone de: 3x100 ml Solución A fijadora 3x100 ml Solución B descalcificadora (contiene EDTA)	256284.0922	pack





IP-010ES;201909

IP-010ES

**AppliChem GmbH**  
Ottoweg 4  
DE-64291 Darmstadt  
Germany  
Phone +49 6151 9357 0  
Fax +49 6151 9357 11  
[info.de@itwreagents.com](mailto:info.de@itwreagents.com)

**Nova Chimica Srl**  
Via G. Galilei, 47  
I-20092 Cinisello Balsamo  
(Milano) Italy  
Phone +39 02 66045392  
Fax +39 02 66045394  
[info.it@itwreagents.com](mailto:info.it@itwreagents.com)

**PanReac Química SLU**  
C/ Garraf 2, Polígono Pla de la Bruguera  
E-08211 Castellar del Vallès  
(Barcelona) Spain  
Phone +34 937 489 400  
Fax +34 937 489 401  
[info.es@itwreagents.com](mailto:info.es@itwreagents.com)



[www.itwreagents.com](http://www.itwreagents.com)