



Ácidos y bases para análisis

En los laboratorios de química, los **ácidos** y las **bases** son compuestos químicos esenciales en una amplia gama de aplicaciones analíticas (ajustes de pH, digestión de muestras o reacciones químicas). Dependiendo de los requisitos analíticos, **ITW Reagents** ofrece diferentes grados bajo la marca PanReac AppliChem, asegurando reactivos de alta calidad. En la siguiente tabla encontrará los productos y calidades más utilizados para el análisis según **ISO** (International Organization for Standardization), **ACS** (American Chemical Society) y/o **Farmacopeas** (Ph. Eur. o USP).



Código de producto	Nombre de producto	Número CAS	Tamaño de envase
131008	Ácido Acético glacial (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO, BioChemica	64-19-7	1 L*, 2,5 L*, 5 L
141008	Ácido Acético glacial (USP, BP, Ph. Eur., JP) puro, grado farma	64-19-7	1 L*, 2,5 L*, 5 L, 25 L
131032	Ácido orto-Fosfórico 85% (Reag. USP) para análisis, ACS, ISO	7664-38-2	1 L, 2,5 L, 5 L
141032	Ácido orto-Fosfórico 85% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	7664-38-2	1 L, 2,5 L, 5 L, 20 L, 25 L
131037	Ácido Nítrico 69% (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis, ACS, ISO	7697-37-2	1 L*, 2,5 L*, 5 L
122448	Ácido Sulfúrico 25% para análisis	7664-93-9	1 L, 2,5 L
121010	Ácido Sulfúrico 90-91% según Gerber para análisis	7664-93-9	1 L*, 2,5 L*, 5 L
141058	Ácido Sulfúrico 95-98% (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	7664-93-9	1 L*, 2,5 L*, 5 L, 10 L, 800 L
131058	Ácido Sulfúrico 96% (máx. 0,0000005% de Hg) (Reag. Ph. Eur., USP) para análisis, ACS, ISO	7664-93-9	1 L*, 2,5 L*, 5 L, 25 L, 200 L
173163	Ácido Sulfúrico 98% para determinación de nitrógeno	7664-93-9	1 L*, 2,5 L*, 25 L
121129	Amoníaco 25% (en NH ₃) (Reag. USP, Ph. Eur.) para análisis	1336-21-6	1 L*, 5 L, 25 L
141129	Amoníaco 25% (en NH ₃) (BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	1336-21-6	1 L*, 5 L, 25 L
131130	Amoníaco 30% (en NH ₃) (Reag. USP) para análisis, ACS	1336-21-6	1 L*, 2,5 L*, 25 L, 200 L
141130	Amoníaco 30% (en NH ₃) (USP-NF, BP, Ph. Eur.) puro, grado farma	1336-21-6	1 L*, 2,5 L*, 200 L
122666	Sodio Hidróxido solución 32% p/v para determinación de nitrógeno	1310-73-2	1 L, 5 L

* Botella de vidrio con anillo de vertido antigoteo. Mantenga su seguridad y el área de trabajo limpia.



Cómo cursar un pedido

Distribuidores

Para pedir nuestros productos de alta calidad, por favor, póngase en contacto con su distribuidor local. **ITW Reagents** tiene distribuidores en los siguientes países:

Alemania	Corea del Sur	India	Reino Unido
Arabia Saudí	Costa de Marfil	Irlanda	República Checa
Argelia	Croacia	Italia	Rumanía
Argentina	Dinamarca	Japón	Senegal
Austria	Ecuador	Jordania	Serbia
Bangladés	Ecuador	Lituania	Suecia
Bélgica	Eslovaquia	Marruecos	Suiza
Bosnia y Herzegovina	Eslovenia	Noruega	Tailandia
Brasil	España	Países Bajos	Taiwán
Bulgaria	Estados Unidos	Pakistán	Turquía
Chile	Francia	Paraguay	Uruguay
China	Grecia	Polonia	Vietnam
Colombia	Hong Kong-China	Portugal	
	Hungría		

Para más información de contacto de nuestros distribuidores, por favor visite itwreagents.com

o contacte nuestro Servicio al Cliente en customerservice.es@itwreagents.com

Clientes - Webshop

Los clientes autorizados de España, Portugal, Austria, Francia y Alemania pueden hacer sus pedidos a través de nuestra tienda online en itwreagents.com

IP-062ES

AppliChem GmbH
Ottoweg 4
D-64291 Darmstadt
Germany
Phone +49 6151 9357 0
Fax +49 6151 9357 11
info.de@itwreagents.com

ITW Reagents, S.R.L.
Corso Milano 31
I-20900 Monza (MB)
Italy
Phone +39 039 9530 360
Fax +39 039 9530 361
info.it@itwreagents.com

Panreac Química S.L.U.
C/ Garraf 2, Polígono Pla de la Bruguera
E-08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Spain
Phone +34 937 489 400
Fax +34 937 489 401
info.es@itwreagents.com



itwreagents.com